

## Discovery C18 i C8 HPLC kolone

Supelco je pravi izbor kada želite razviti novu HPLC metodu ili poboljšati postojeću metodu po kojoj radite. Discovery HPLC kolone imaju reverznu fazu koja omogućuje izvrsne performanse - bolja rezolucija i selektivnost te kraće vrijeme analize!

Discovery je najbolji izbor za: farmaceutiku, agronomiju, prehrambenu industriju, kontrolu onečišćenja okoliša, kemijsku industriju, petrokemiju i drugo...

## Discovery predkolone

Znate li da je kontaminacija najčešći razlog pojavi visokog povratnog tlaka u koloni, cijepanju i proširenju pikova, nepravilnostima bazne linije i smanjenoj rezoluciji? Zaštitite HPLC kolonu i produžite joj vijek trajanja. Predkolone su jednostavne za primjenu i dostupne su sa svim stacionarnim fazama!

<b>3 µm Discovery HS C18</b>	
569250-U	Discovery HS C18, 5 x 4.6 x 3µ
569251-U	Discovery HS C18, 7.5 x 4.6 x 3µ
569252-U	Discovery HS C18, 15 x 4.6 x 3µ
569274-U	Guard Cartridge HS C18 Supelguard, 2.0x4.0x 3µ-2ea
569275-U	Guard Cartridge HS C18 Supelguard, 2.0 x 4.0 x 3µ – 1kit
<b>5 µm Discovery HS C18</b>	
568521-U	Discovery HS C18, 10 x 4.6 x 5µ
568522-U	Discovery HS C18, 15 x 4.6 x 5µ
568523-U	Discovery HS C18, 25 x 4.6 x 5µ
568572-U	Guard Cartridge HS C18 Supelguard, 2.0 x 4.0 x 5µ – 2ea
568573-U	Guard Cartridge HS C18 Supelguard, 2.0 x 4.0 x 5µ – 1kit
<b>5 µm Discovery C18</b>	
569223-U	Discovery C18, 10 x 4.6 x 5µ
569232-U	Discovery C18, 12.5 x 4.6 x 5µ
504955	Discovery C18, 15 x 4.6 x 5µ
504971	Discovery C18, 25 x 4.6 x 5µ
505137	Guard Cartridge C18 Supelguard, 2.0 x 4.0 x 5µ – 2ea
505129	Guard Cartridge C18 Supelguard, 2.0 x 4.0 x 5µ – 1kit
<b>5 µm Discovery C8</b>	
569423-U	Discovery C8, 10 x 4.6 x 5µ
569427-U	Discovery C8, 12.5 x 4.6 x 5µ
59353-U	Discovery C8, 15 x 4.6 x 5µ
59354-U	Discovery C8, 25 x 4.6 x 5µ
59590-U	Guard Cartridge C8 Supelguard, 2.0 x 4.0 x 5µ – 2ea
59589-U	Guard Cartridge C8 Supelguard, 2.0 x 4.0 x 5µ – 1kit

Za više informacija pošaljite nam upit na [info@biovit.hr](mailto:info@biovit.hr)!